

TEST NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI

Vážená paní, vážený pane,

Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření na okultní krvácení, které prokazuje oku neviditelnou krev ve stolici. Testovací zkumavku si vyžádejte v odběrové ambulanci či laboratoři Axis-CZ.

Prosíme postupujte dle následujících pokynů:

- Test není vhodné provádět během menstruace nebo při krvácení z hemoroidů, protože může dojít k falešně pozitivnímu výsledku. Vyšetření se rovněž neprovádí z průjemové stolice.
- Vyšetření lze provést bez dietní přípravy.
- Stolicí odeberte do čistého a suchého kontejneru (papírový tácek, ubrousek apod.) Dbejte na to, aby vzorek stolice nepřišel do kontaktu s vodou či močí z toalety!
- Zkumavku držte ve svislé poloze zeleným víčkem nahoru. Tento zelený uzávěr s odběrovou tyčinkou vyšroubujte a bílé víčko nechte zavřené. Uvnitř zkumavky je roztok, který nevylijete.
- Tyčinku vnořte do 4 různých míst stolice a otáčejte s ní. Stolice by měla zůstat pouze v závitech tyčinky, proto přebytek stolice odstraňte otočením tyčinky např. o čistý ubrousek.
- Tyčinku s odebranou stolicí vraťte zpět do zkumavky, dobře zašroubujte a lehce protřepejte. Zkumavku označte Vaším jménem s rodným číslem a takto připravený vzorek doručte společně s žádankou nejpozději do 3 dnů od odběru do laboratoře. Do odevzdání uchovávejte vzorek v lednici.
- Výsledky vyšetření budou předány Vašemu ošetřujícímu lékaři, který Vás s nimi seznámí.

Pozor! Přijímáme vzorek pouze ve zkumavce od firmy Sentinel Diagnostics (FOB Gold tube screen).

